



SA | LK

SALZBURGER LANDESKLINIKEN

Der richtige Gebrauch von Mund-Nasen-Schutzmasken!



WICHTIG: Der Mund-Nasen-Schutz muss mit sauberen und desinfizierten Händen entnommen werden.



Das Anlegen der Schutzmasken: Die verschiedenen Modelle – mit Gummiband oder Bändern zum Binden – müssen über Mund und Nase getragen werden.




Der Mund-Nasen-Schutz muss Mund und Nase gut abdecken und dicht sitzen.



Durch einen einfachen Test kann überprüft werden, ob die Maske richtig sitzt: Dazu pusten Sie in die Maske. Wenn Luft über den Nasenrücken entweicht, müssen Sie die Metallbügel fester anmodellieren.



Das Abnehmen der Schutzmasken: Den Mund-Nasen-Schutz an den Bändern abnehmen und nicht auf die Maske greifen. Bitte im Müll entsorgen. 

So geht's nicht!

Greifen Sie die Maske NICHT an!
Nicht unter der Maske zu Nase oder Mund durchgreifen.
Nicht unter der Nase tragen.
Nicht unter das Kinn ziehen.
Stecken Sie die Maske nicht in die Manteltasche.
Beim Entsorgen bitte nicht zusammenknüllen.